

EOG.micro Biofeedback im Urteil von Anwendern:

„... das EOG.micro ist sehr gut als Entspannungsmethode im Rahmen der Tinnitus-Retrainings-therapie einsetzbar.“

Doz. Dr. H. Bernd
HNO-Facharzt/Audiologie

„.....Das Gerät wird von mir zur begleitenden Behandlung von Gesichtsnervenschmerzen, Trigeminalneuralgie und Spannungskopfschmerz mit Erfolg eingesetzt.“

Dipl. Psych. K. Conrads
Institut für Psychologische Schmerztherapie, Berlin

„... Ihr Verfahren ist zukunftsweisend...“

Prof. Dr. E. Kaucher
Universität Karlsruhe

- Ich bestelle das EOG.micro Biofeedback zum Preis von € 598,00*.
- Ich möchte das RFB.micro zum Preis von 19,00 € pro Woche mieten. Mindestmietdauer 4 Wochen. Die Leihgebühr wird beim Kauf des Gerätes zu 85% angerechnet. Diese Option ist nur in Deutschland möglich.
- Buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab.:Nr.
BLZ.:
Bank :
- Lieferung gegen Rechnung

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.:

Datum/Unterschrift.....

Technische Daten:

EOG Verstärker: 2-Kanäle, Empfindlichkeit 10 μ V, Frequenzbereich 3 Hz bis 20 Hz, Impedanz 20 M Ω

Elektroden: Auswechselbare Einfach- und Mehrfachelektroden

Prozessor: Digitaler Signalprozessor

Synthesizer: Stereo CD-Qualität

Batterien: 2 Mignonzellen

Lieferumfang: 1 EOG.micro Biofeedback Gerät mit Sensormaske
1 Kopfhörer
2 Sätze Elektroden
2 Mignonzellen
1 Bedienungsanleitung

Patente in Europa, USA und Japan erteilt.

Internet: www.BioMental.de

BioMental 
Gesellschaft für Mentalsysteme mbH [®]

Augenbiofeedback EOG.micro



Information für Fachkreise

Die Neunte wäre vielleicht vollendet worden...
Gesundheit durch Tiefenentspannung – diese fernöstliche Heilweise hätte Beethoven seinen Tinnitus vermutlich leichter ertragen lassen.....

Neu: EOG* Biofeedback

EEG, EKG, EMG sind seit langem bekannte Biofeedback-Verfahren, die erfolgreich im klinischen und privaten Bereich angewendet werden.



Neu ist das EOG- Biofeedback-Verfahren, das die Bewegungen im Augenbereich misst und mittels modernster Computertechnik damit Klänge steuert.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sich die Entspannung im Augenbereich auf den ganzen Körper auswirkt (z.B. „Prinzipien und Übungen der Progressiven Muskelentspannung“-Jacobson, M.D. Ph.D.). Durch die akustische Rückmeldung (Feedback) des EOG.micro wird ein Lernprozess der Entspannung ausgelöst, der zur Harmonisierung des körpereigenen Rhythmus führt.

*Elektro-Okulo-Gramm ist die elektrische Messung der Augenbewegung

Das EOG.micro Biofeedback-System wirkt direkt auf das vegetative Nervensystem. Auf diese Weise werden Stress-Symptome bekämpft und deren unerwünschte Folgen vermieden.

Anwendungsgebiete

- Schmerzsyndrome
- Tinnitus
- Stress Symptome
- Burn Out Syndrom
- Traumatherapie

EOG.micro ist ein Medizinprodukt nach §§ 25 und 26 MPG. Nr.DE/CA76/H00043/01 Abrechnung gemäß GOÄ Ziffer 846.



Oft schon nach wenigen Minuten breitet sich ein Gefühl tiefer Entspannung und Ruhe aus.

Anwendung und Technik

Die Handhabung des Gerätes ist vergleichbar mit der einer Schlafbrille: Sensoren registrieren – auch bei geschlossenen Augen – die feinen und unbewussten Bewegungen der Augenmuskeln und steuern so entsprechende Klangwelten über Kopfhörer in Stereo- CD-Qualität.

Der Anwender kann von Meeresrauschen bis Choralklängen unter sechs verschiedenen Klängen das für ihn günstigste auswählen.

